

医療研究所から生まれた
「塗るボツリヌストキシン」

たるみ

シワ

毛穴

ツヤ



Bonyx
Professional

サロン専売品

医療研究所から生まれた 細胞レベルを理解した “真の美容液”日本上陸

美容医療でも人気施術の
ボツリヌストキシンを【塗る点滴に】

医療研究所だからできるオンリーワンの特殊技術を採用し、
肌に留まる持続力と効果を追求。
体内成分である成長因子とペプチドを活用して開発した化粧品。
8種類のヒューグロペプチドで信じられない効果を可能に。



特徴

GF（成長因子）を特許技術により組み替えることで、浸透力・効果時間を高め、驚きの効果を実現

ヒューグロペプチド

(毛穴の1/50,000の独自有効成分)

タンパク質
組み換え技術

BMTS

浸透・吸収率が
205% up

AUT



持続力が
6.6倍にup

LCセラムの8つの ヒューグロペプチド処方


- | | |
|--------------------|----------------|
| ◆ BMTS-AUT-LCBTX | 毛穴のお悩み
シワ改善 |
| ◆ BMTS-AUT-EGF | 肌のキメ |
| ◆ BMTS-AUT-KGF2 | 肌のツヤ |
| ◆ BMTS-AUT-FGF1 | 肌の密度
弾力 |
| ◆ BMTS-AUT-PDGF BB | なめらかな肌 |
| ◆ BMTS-AUT-IGF1 | 肌の栄養補給 |
| ◆ BMTS-AUT-SOD1 | 抗酸化 |
| ◆ BMTS-AUT-AH | ハリのある肌 |

一般のボツリヌストキシン


ボニックス
ボツリヌストキシンペプチド



毛穴のお悩み



施術前



1回施術後

使用方法

<業務用美容液>

Bonix Professional LC Aura



ボニックス エルシー オーラ
容量：7ml×5
卸価格はお問い合わせください
<サロン専売品>

顔に1ml~2mlを塗布し、
導入機器で導入してください。
開封後はなるべく冷暗所で
保管し、1ヶ月以内を目安
に使い切ってください。

<ホームケア用美容液>

Bonix Professional LC Aura Kit



ボニックス エルシー オーラ キット
容量：7ml×1、MTSマイクロニードル×1
定価：¥19,800（税別）
<サロン専売品>

付属のMTSキャップを装
着し、4~5日に1回気にな
るポイントを中心にプ
ッシュし馴染ませます。
開封後はなるべく冷暗所
で保管し、1ヶ月以内に
使い切ってください。



◀詳しい使用方法
動画はこちら

